

MEMO DEBIT PERFUSION

La base de calcul est la suivante : 1 ml = 20 gouttes.

Perfusion de 250 ml

Durée	Gouttes/mn	Gouttes/30 secs
30 minutes	166	82
1 heure	83	41
2 heures	41	20

Perfusion de 500 ml

Durée	Gouttes/mn	Gouttes/30 secs
1 heure	166	82
2 heures	82	41
4 heures	41	20
6 heures	27	13

Perfusion de 1 litre

Durée	Gouttes/mn	Gouttes/30 secs
2 heures	166	83
6 heures	55	27
12 heures	27	13
24 heures	13	7